

## TargetScale®

Körperanalysewaage mit Zielfunktion


Mit innovativer Technologie  
schneller zum Zielgewicht

40 15588 40415 3

- Präzise Bestimmung von Gewicht, Body Mass Index (BMI), Anteil an Körperfett und -wasser sowie Muskel- und Knochenmasse
- Individuelle Definition des Zielgewichts von bis zu 4 Nutzern
- Lichtringe visualisieren die aktuelle Differenz zum Zielgewicht
- Automatische Erkennung von bis zu 4 Nutzern
- Athleten-Modus für Sportler
- Mit Aktiv-Matrix-Display
- 3 Jahre Garantie

### Erweiterte Funktionen mit der VitaDock® App:

- Zusätzliche Bluetooth-Schnittstellen für weitere Nutzer
- Speicherung und übersichtliche Darstellung der Messergebnisse im Zeitverlauf
- Balancetest erkennt und zeigt die Verteilung des Körpergewichts auf beide Füße an
- Intuitive Menüführung und einfacher Datenaustausch per E-Mail
- Datensicherheit durch verschlüsselte Übertragung und Speicherung auf dem persönlichen iPhone®, iPod touch® oder iPad®



### Technische Daten

- Kompatibel mit: iPod touch (4th gen.), iPod touch (3rd gen.), iPod touch (2nd gen.), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPad 2, iPad
- Abmessungen: 36 cm Ø
- Gewicht: ca. 2 kg
- Messbereich: 5 - 180 kg
- Messeinheiten: kg, lb, st
- Analysefunktionen: Gewicht (kg), Fettmasse (%), Knochenmasse (kg), Muskelanteil (%), Wasseranteil (%), Body Mass Index (BMI), Kalorienbedarf (kcal), Athleten-Modus
- Verbindung: über gesicherte Bluetooth-Verbindung

- Speicherkapazität: bis zu 4 Nutzerprofile, plus weitere iOS Nutzer

### Lieferumfang

- TargetScale® Körperanalysewaage
- Batterien
- Kurzanleitung
- Gebrauchsanweisung

### Logistische Daten

- Art. Nr. 40415
- EAN 40 15588 40415 3
- PZN 8922756

### Display-Karton

- 1
- 40,2 x 39,6 x 8,2 cm
- 3 kg

### Masterkarton

- 4
- 41,7 x 41,7 x 34,9 cm
- 12 kg

### Menge

- je 20' Container: 1660
- je 40' Container: 3360
- je 40' HQ Container: 4032