

CardioDock® Blutdruck-Messmodul

Der neue Maßstab in der
Blutdruck- und Pulsmessung

40 15588 51280 3

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit dem iPhone® oder iPod touch®
- Intuitive Menüführung, Datenspeicherung und grafische Darstellung der Werte im Zeitverlauf
- Speicher für mehrere Nutzerprofile
- Klare Auswertung der Ergebnisse nach WHO-Klassifikation
- Genauere Messergebnisse bei stark schwankendem Blutdruck durch patentierte 3 MAM-Technologie (gewichteter Mittelwert aus 3 Folgemessungen)
- Einfacher Datenaustausch per E-Mail
- Datensicherheit durch Speicherung auf dem persönlichen iPhone® oder iPod touch®
- Kostenloser Download und automatische Installation der VitaDock® App
- Zertifiziertes Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie
- Kompatibel mit iPod touch (4th gen.), iPod touch (3rd gen.), iPod touch (2nd gen.), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G



Technische Daten

- Umfang Manschette: 22 – 32 cm für Erwachsene mit durchschnittlichem Oberarmumfang
- Messbereich Blutdruck: 30 – 280 mmHg
- Messbereich Puls: 40 – 200 Schläge / Min.
- Maximale Messabweichung des statischen Drucks: ± 3 mmHg
- Maximale Messabweichung der Pulswerte: ± 5 % des Wertes
- Messmethode: Oszillometrisch, Einzelmessungen oder 3 MAM Messungen (gewichteter Mittelwert aus 3 aufeinanderfolgenden Messungen) möglich
- Druckerzeugung: Automatisch mit Mikropumpe
- Luftablass: Automatisch

- Betriebsbedingungen: + 10 °C bis + 40 °C, 15 - 90 % Luftfeuchtigkeit
- Lagerbedingungen: -20 °C bis + 55 °C

Lieferumfang

- CardioDock® Blutdruck-Messmodul
- Transporttasche
- EasyForm Oberarmmanschette mit Schlauch
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

- Art. Nr. 51280
- EAN 40 15588 51280 3
- PZN 8922696

Display-Karton

- 1
- 16,5 x 18,9 x 9,6 cm

Verpackungseinheit

- 4
- 39,8 x 19,8 x 18 cm

Masterkarton

- 8
- 41,5 x 41,4 x 20,1 cm

Menge

- je 20' Container: 5896
- je 40' Container: 12128
- je 40' HQ Container: 14096