


## ThermoDock® Infrarot-Thermometer-Modul

Präzise Temperaturmessung mit  
innovativer Technologie

40 15588 76155 3

- Temperatur messen mit dem iPhone®, iPod touch® oder iPad®
- Zuverlässige und genaue Messung der Körpertemperatur mit berührungsloser Infrarot-Technologie
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Live-Modus-Funktion zur Messung von Oberflächen oder Flüssigkeiten
- Speicher für mehrere Nutzerprofile
- Automatisches Datenmanagement, übersichtliche Darstellung der Messergebnisse und Kommentarfunktion
- Intuitive Menüführung und einfacher Datenaustausch per E-Mail
- Datensicherheit durch Speicherung auf dem persönlichen iPhone®, iPod touch® oder iPad®
- Kostenloser Download und automatische Installation der VitaDock® App
- Zertifiziertes Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie
- Kompatibel mit iPod touch (4th gen.), iPod touch (3rd gen.), iPod touch (2nd gen.), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPad 2, iPad



### Technische Daten

- Abmessungen: 34 x 58 x 11 mm
- Gewicht: ca. 20g
- Messeinheiten: °Celsius oder °Fahrenheit
- Messbereich:  
Körpermodus: 34,0 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 107,9 °F)  
Live-Modus: 0 °C – 100 °C (32 °F – 212 °F)
- Messung: in 0,1°C Schritten
- Zeitabstand zwischen zwei Messungen:  
mindestens 5 Sekunden
- Betriebstemperatur:  
Körpermodus: 16 °C - 40 °C (60,8°F - 104°F)  
Livemodus: 5 °C - 40 °C (41°F - 104°F)
- Lagerbedingungen: -25 °C bis +55 °C  
(-13 °F bis +131°F)

### Lieferumfang

- ThermoDock®  
Infrarot-Thermometer- Modul
- Transporttasche
- Kurzanleitung
- Gebrauchsanweisung

### Logistische Daten

- Art. Nr. 76155
- EAN 40 15588 76155 3
- PZN 8922673
- Display-Karton**
- 1
- 13,5 x 18,9 x 3,2 cm
- Verpackungseinheit**
- 4
- 20 x 14,6 x 14,7 cm
- 0,73 kg
- Masterkarton**
- 16
- 41,9 x 30,7 x 17,0 cm
- 3,51 kg
- Menge**
- je 20' Container: 18000
- je 40' Container: 36992
- je 40' HQ Container: 42992