


## GlucoDock® Blutzucker-Messmodul

Diabetes-Management in einer  
neuen Dimension

40 15588 79305 9

- Blutzucker messen mit dem iPhone®, iPod touch® oder iPad®
- Starter-Set inkl. Stechhilfe, Lanzetten, Teststreifen, Etui
- Keine Codierung, nur ca. 5 Sek. Messzeit, 0,6 µl Blut, LED-Beleuchtung am Einführschlitz für Teststreifen
- Bequeme Einstellung mehrerer Nutzerprofile mit Messeinheit, Medikation und Blutzuckergrenzwerten
- **i** Messeinheit umschaltbar zwischen mg/dL und mmol/L
- Tagebuch mit Kommentarfunktion und Darstellung aller Daten im Zeitverlauf
- Intuitive Menüführung und einfacher Datenaustausch per E-Mail
- Datensicherheit durch Speicherung auf dem persönlichen iPhone®, iPod touch® oder iPad®
- Kostenloser Download und automatische Installation der VitaDock® App
- Zertifiziertes Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie
- Kompatibel mit iPod touch (4th gen.), iPod touch (3rd gen.), iPod touch (2nd gen.), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPad 2, iPad



### Technische Daten

- Abmessungen: 40 x 62 x 10 mm
- Gewicht: ca. 14g
- Messbereich: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)
- Blutvolumen: 0,6 µl
- Messdauer: ca. 5 Sekunden
- Messmethode: elektrochemische Biosensor-Technologie
- Kalibrierung: Plasma
- Probenmaterial: Blut von Fingerkuppe, Handballen oder Arm (kapillares Vollblut)
- Hämatokritwert (Htc): 30 – 55 %
- Betriebs-Bedingungen: Temperatur 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F), relative Luftfeuchtigkeit bis 90 %

- Aufbewahrungs-/Transport-Bedingungen: Temperatur 2 °C – 30 °C (35,6 °F – 86 °F), relative Luftfeuchtigkeit bis 90 %

### Lieferumfang

- GlucoDock® Blutzucker-Messmodul
- Transporttasche
- Verstellbare Medisana® Stechhilfe
- AST-Kappe
- 5 Alkohol-Pads
- 10 GlucoDock® Teststreifen
- 10 GlucoDock® Lanzetten
- Medisana® Kontrolllösung
- Gebrauchsanweisung
- Kurzanleitung

### Logistische Daten

- Art. Nr. 79305
- EAN 40 15588 79305 9
- PZN 8488863

### Display-Karton

- 1
- 19,2 x 14,3 x 6,4 cm

### Verpackungseinheit

- 4
- 26,9 x 20,1 x 20,7 cm
- 1,88 kg

### Masterkarton

- 16
- 56,0 x 42,4 x 23,9 cm
- 7,52 kg

### Menge

- je 20' Container: 6912
- je 40' Container: 15360