

Digitales Tens-Schmerztherapiegerät TDP

40 15588 **88310** 1

- 4 verschiedene Anwendungen: TENS, EMS, DEEP TENS, Akupunktur
- Natürliche Linderung chronischer Schmerzen
- Programmwahl



FUNKTION/ANWENDUNG

- 4 verschiedene Anwendungen: TENS, EMS, DEEP TENS, Akupunktur
- Individuelle Einstellungen für jede Anwendung können gespeichert werden
- Verschiedene Programme für diverse Behandlungsregionen
- Speicherfunktion für jedes Programm
- Stoppt automatisch nach 10 Sekunden ohne Betrieb
- Anzeige des Batteriestatus
- Blaue Hintergrundbeleuchtung während der Anwendung

LIEFERUMFANG

- TENS-Schmerztherapie-Gerät TDP

TECHNISCHE DATEN

- Spannungsversorgung: 4 x 1,5 Volt, Micro-Batterien (AAA, LR03) oder äquivalente Akkus
- Kanäle: 2
- Kurvenform: symmetrisch biphasisch, monophasisch
- Ausgang: Konstantstrom
- Intensität: in 60 Stufen von 0 bis 60 mA
- Frequenz: 2-120 Hz, programmabhängig
- Impulsbreite: 50-400 µs, programmabhängig
- Betriebsbedingungen: 5 °C bis +40 °C bei 30 bis 75 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Lagerungsbedingungen: -10 °C bis +50 °C bei 10 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit

LOGISTISCHE DATEN

- Art.-Nr. 88310
- EAN-Nr. 40 15588 88310 1

Display-Karton

- 1
- 22 x 16,7 cm

Masterkarton

- 4
- 29,3 x 23,1 x 17,7 cm
- 2,68 kg

Masterkarton

- 4
- 47,8 x 30,8 x 37,4 cm
- 11,45 kg

Menge

- je 20' Container: 8064
- je 40' Container: 16800
- je 40' HQ Container: 19600