

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU-90E

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Besonders große Manschette (für 22-36 cm Armumfang)
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
ecomed Oberarm-Blutdruckmessgerät BU-90E	
GUT	89,0 %
Im Test: 9 Oberarm-Blutdruckmessgeräte Testurteile: 4x sehr gut, 5x gut	Heft 02/2015

FUNKTION/ANWENDUNG

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Besonders große Manschette (22-36 cm Armumfang)
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala gemäß Bewertungssystem der WHO*
- Berechnung des Durchschnittswerts aller gespeicherten Daten
- Batteriestandsanzeige
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

PACKUNGSINHALT

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Manschette für 22-36 cm Armumfang
- Aufbewahrungsbeutel
- Batterien

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 13 x 10 x 6 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Messbereich:
 - Blutdruck: 0-299 mmHg
 - Puls: 40-199 Schläge/Min
- Batterien: 4 x AA

LOGISTISCHE DATEN

- Art.-Nr. 23200
- EAN-Nr. 40 15588 23200 8

Verkaufsverpackung

- 1
- 16 x 9 x 13 cm
- 0,74 kg

VPE

- 4
- 37 x 17 x 14 cm
- 4,7 kg

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)