



CheckmeTM Lite Health Monitor

Checkme Lite Health Monitor ist eine innovative Lösung, bei der mehrere Funktionen in einem kompakten, tragbaren Gerät kombiniert sind. Es unterstützt EKG- und SPO2-Messungen mit oder ohne Kabel. Die „Daily Check“-Funktion benötigt nur 20 Sekunden. Mit einem Touchscreen in Farbe, einer aufgeräumten Benutzeroberfläche und gesprochenen Anweisungen lässt sich Checkme Lite komfortabel und intuitiv bedienen. Mit dem tragbaren und bedienerfreundlichen Checkme Lite überprüfen Sie Ihren Gesundheitszustand ortsunabhängig und jederzeit.

Ihre Vorteile

- Ein Schritt, 20 Sekunden und Sie kennen Ihre Gesundheitswerte
- Frühzeitige Erkennung abnormaler Symptome
- Identifizierung irregulärer EKG-Werte führt zu besseren medizinischen Entscheidungen
- Verkürzte Krankenhausaufenthalte und Visiten, Kosten- und Zeitersparnis



Informationen zur Gesundheit – überall, jederzeit

- Ein Schritt, 20 Sekunden und Sie kennen Ihre Gesundheitswerte
- Kein Kabel erforderlich
- EKG, Herzfrequenz, QRS-Dauer, SpO2, Pulsrate und Pulsindex werden gleichzeitig gemessen
- Vollständige EKG-Wellenformen können gespeichert und wiedergegeben werden



Herzrhythmus verfolgen

- Abnormales EKG sofort überprüfen, erfassen und identifizieren
- EKG-Messung mit oder ohne Kabel, für Lead I und II. Auch Lead III und CM5 möglich
- 500 Hz Abtastfrequenz und hohe Bandbreite ermöglichen die Erfassung aller Details der EKG-Wellenform
- 30/60/90 Sek. vollständiger Wellenform kann wiedergegeben werden
- Professioneller EKG-Algorithmus kann nicht nur Herzfrequenz, sondern auch QRS-Dauer, ST-Segment und Rhythmusanalyse bereitstellen



Sauerstoffsättigung verfolgen

- Ortsunabhängige, zeitunabhängig und sofortige Überprüfung der Sauerstoffsättigung
- Finger einlegen und der integrierte SpO2-Sensor prüft in nur 20 Sekunden Ihren SpO2-Wert
- Professionelle SpO2-Messung mit externem SpO2-Sensor
- SpO2, Pulsrate und Perfusionsindex verfügbar




PC Data Management-Software

- Kostenlose PC Data Management-Software
- Windows-kompatibel
- Export aus Checkme Lite über ein Kabel
- Ärzte können Patientendaten problemlos auslesen
- Berichterstellung und Speichern in PDF-Format



Merkmale

- Funktionsvielfalt, vielseitig einsetzbar
- Klein, kompakt und tragbar
- Sofortige Überprüfung in nur 20 Sekunden
- Betrieb mit oder ohne Kabel
- Touchscreen und gesprochene Anweisungen
- Klinisch bestätigte professionelle Präzision
- Vollständige EKG-Wellenform kann gespeichert und wiedergegeben werden
- Professionelle PC Data Management-Software zur Prüfung und Berichterstattung



viatom™ CE 0197 TÜV ISO 13485

Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.

Tel: +86 755 8672 1162

Fax: +86 755 2264 9904 Email: marketing@viatomtech.com

Address: C607, Languang Technology Park, No.7 Xinxi Road, Hi-Tech Park North, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China