

CORE PLUS



Höchster Schutz für Ihren AED

- Schützt vor Diebstahl und Vandalismus dank Codeschloss und Alarmsignal
- Temperaturschutz im Bereich von -30 °C bis +50 °C
- Staub- und Spritzwassergeschützt: IP55
- Für alle AED-Typen geeignet
- Dank des robusten Designs eindeutig als AED-Gehäuse erkennbar



Maße

- 430 × 504 × 214 mm
- Gewicht: 4,25 kg



Merkmale

- Akustisches Alarmsignal
- Digitales Codeschloss
- Interne Beleuchtung
- Fünf Ventilatoren
- Zwei Heizelemente



Versand

- Weltweiter Vertrieb
- Versand innerhalb von 24 Stunden