



# ARKY OUTDOOR-WANDSCHRANK, POLYSTYROL



## Hohe Qualität

- › Schrank aus schlagfestem Polystyrol
- › Schützt den AED vor allen Witterungseinflüssen
- › 100 % staub- und wasserdicht
- › Inkl. Befestigungsmaterial



## Abmessungen

- › Abmessungen innen: 28 x 32 x 18 cm
- › Abmessungen außen: 34 x 40 x 20 cm



## Optionen

- › Akustischer Alarm
- › Eigenes Logo auf der Vorderseite des Schrankes
- › Inkl. Plombenverschluss
- › 2 Heizelemente (24 V)
- › Zahlenschloss



ARKY Outdoor-Wandschrank horizontal



ARKY Outdoor-Wandschrank vertikal

Artikelnummer	Beschreibung	Innenauskleidung aus Aluminium	Alarm	Abschließbar (Mit Plombenverschluss oder Zahlenschloss)	Heizelemente (24V)
60.212	Outdoor-Wandschrank aus Kunststoff ohne Heizung	✓	✓	✓	
60.213	Outdoor-Wandschrank aus Kunststoff mit Heizung	✓	✓	✓	✓